

Hypoesthésie Secondaire

p.231

Séance x

Esthésiographie secondaire

p.225

esthésiomètre

0.2

0.4

0.7

test de discrimination de 2 points statiques

Mesurer l'importance de l'hypoesthésie

rechercher la plus petite distance entre 2 points détectée.

105	<input type="checkbox"/>	90	<input type="checkbox"/>	77	<input type="checkbox"/>	66	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	21	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>

début du test au moment où le patient hésite

mm

2 pts 1 pt 2 pts 2 pts 1 pt

4/5 ok

« 2 points statiques à

mm »

normes en Annexe V

Séance x +1

SPV

5ème point

hypoesthésie forte (0,03; 0,2; 0,7)

début à 0,50 mm ou 20%

série D

hypoesthésie légère (8,7; 15)

début à 0,20 mm ou 8%

SPP

5ème point

hypoesthésie forte

début à 3,6 g

hypoesthésie légère

début à 0,1 g

séries

A

A

A

rééducation progressive

1ère semaine

12 x / jour

15 secondes

2ème semaine

8 x / jour

30 secondes

3ème semaine

6 x / jour

1 minute

4ème semaine

4 x / jour

3 minutes

5ème semaine

4 x / jour

5 minutes